




De stressincontinentie oplossing voor al uw patiënten



1 kit : **4 chirurgische technieken**


Accurate bandafstelling

Geoptimaliseerd patiëntcomfort

DE STRESSINCONTINENTIE OPLOSSING VOOR AL UW PATIËNTEN

SOFT LIFT is een suburethrale band voor de behandeling van urinaire stressincontinentie bij vrouwen.

SPEERPUNTEN



1 kit : 4 chirurgische technieken

Eenvoudig en veelzijdig: de enkele kit biedt de mogelijkheid om geïmplantéerd te worden door middel van maar liefst vier chirurgische technieken. De SOFT LIFT single-use kit komt standaard geleverd met alle toebehoren en voerders voor de TVT-techniek en TOT-techniek. Een begeleidingshulpmiddel wordt meegeleverd voor een veiligere uitvoering van de TOT in-out techniek.

Acurate bandafstelling

De unieke kit van de SOFT LIFT suburethrale band zorgt voor een acurate bandafstelling onder de urethra, dankzij de lage elasticiteit.

Geoptimaliseerd patiëntcomfort


Omdat de SOFT LIFT gemaakt is van lichtgewicht polypropyleen, wordt de minimale hoeveelheid materiaal gebruikt. De band is geproduceerd met zijn uiteindelijke breedte en heeft vlakke randen. De SOFT LIFT is ook beschikbaar met 'XL' TOT-voerders voor patiënten met overgewicht.

> VEILIGHEID

- Duurzaam materiaal
- Geen ontrafeling
- Optimale recolonisatie
- Geen verdraaiing van de band

> MATERIAL

- Geweven polypropyleen monofilament
- Macroporeus
- Lichtgewicht ($64 \pm 7 \text{ g/m}^2$)
- Lage elasticiteit
- Tussenruimten ($0,003 \text{ mm}^2$)
- Poriegrootte ($0,8 \times 0,9 \text{ mm}$)



Intramesh SOFT LIFT is een Klasse IIb medisch hulpmiddel ontwikkeld door Cousin Biotech s.a.s. (Frankrijk). Het kwaliteitsmanagementsysteem van COUSIN BIOTECH s.a.s. is ISO 13485-gecertificeerd. Bijgeleverde instructies goed lezen. Referentie: FPGSLG01 - 18/09/15.

Specificaties kunnen op elk gewenst moment gewijzigd worden.
Cousin Biotech S.A.S capital : 340 656 € - 398 460 261 RCS Lille - N°TVA FR 34 398 460 261

CE
0120

